


- Decubitus stuit, wervelkolom, schouder en hielen

RUGLIGGING - FOWLER STUITONTLASTING

Verdeel de vulling van het kussen zodat deze gelijkmatig over het gehele kussen is verdeeld. Gebruik voor volwassenen het **Comfort XL** en voor kinderen het **Comfort**




Houd één hand ruimte zodat de stuit ook vrij komt te liggen, dit nadat cliënt al op het kussen ligt

Met de bedbediening eerst een Fowler (knie-knik) maken, zodat de cliënt niet meer naar beneden glijdt



vouwlijn



- 1**
No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).
- 2**
Neem altijd een handbreedte ruimte.
- 3**
Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.
- 4**
Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.
- 5**
De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen