


## STABILO EN DEKENBLOK

Op maat te maken voor de patiënt door middel van het klittenband.



Stabilo bestaat uit 2 blokjes en is zowel bij de enkel als bij de knie te plaatsen.

Dekenblok wordt achter of zijwaarts op het matras geplaatst.



### STABILO

Is bestemd voor preventief en curatief gebruik. Voor patiënten met een verhoogd risico op endo- en exorotatie alsmede omklappen en een spitsvoet ten gevolge daarvan.

Preventief en curatief gebruik voor patiënten met een verhoogd risico op spitsvoeten ten gevolge van omklappen (bv. na CVA, dwarslaesie gips en geriatrie).

- De Stabilo bestaat uit 2 blokjes en is zowel bij de enkel als bij de knie te plaatsen
- Voorkomt grote beenlades en mobiliteitsbeperkende maatregelen
- Op maat te maken voor de patiënt door middel van het klittenband
- Zowel links als rechts te gebruiken

Omschrijving: Stabilo

Artikelnummer : 7773

Maten: breed 10 x hoog 12 x diep 23 cm per blokje

CE: NL-CA002-2013-29283



### DEKENBLOK

Is bestemd voor preventief en curatief gebruik. Voor patiënten met een verhoogd risico op teen- en hieldecubitus door bijvoorbeeld dekendruk. Voor patiënten met een verhoogd risico op spitsvoeten ten gevolge van druk, immobiliteit en spasmen.

Dekenblok wordt achter of zijwaarts op de matras geplaatst. Dekenblok wordt gepositioneerd door kussens tussen dekenblok en de achterplaat of bedhekken te plaatsen.

### DEKENBLOK EN STABILO:

- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent.
- Makkelijk opbergbaar
- Beschadigt geen bedden en matrassen
- Voorzien van CE-Keurmerk

Omschrijving: Dekenblok

Artikelnummer : 7774

Maten: breed 68 x hoog 35 x diep 12 cm

CE: NL-CA002-2013-2984

