


FREE EAR[®] OORKUSSEN EN DE FREE EAR[®] TUBE BUIKLIGGING KUSSEN

De naden zijn volledig gelast en zijn vocht- en bacteriëndicht en het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend.



Het innovatieve Free Ear[®] oorkussen legt het oor vrij.

Free Ear[®] Oorkussen

Is gevuld met gesiliconiseerde holle vezel. Deze is veerkrachtig en zeer geschikt om goed druk op te vangen.

Free Ear[®] Tube Buikligging kussen

Is gevuld met EPS parels. Door de combinatie van lucht en parels wordt er drukreductie gecreëerd.

DE FREE EAR[®]

Het innovatieve Free Ear[®] kussen van REBACARE[®] is gepatenteerd en legt het oor vrij. Voor uw organisatie draagt het gebruik bij aan betere prevalentiescores.

- Voldoet aan de EPUAP-Norm
- Voorzien van CE-Keurmerk
- Hygiënisch in gebruik
- De naden zijn volledig gelast en zijn vocht- en bacteriëndicht
- Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend
- Voorkomt doorlekken van vocht in het product
- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent
- Het past binnen de WIP richtlijnen
- De zachte stretch hoezen kunnen gewassen worden op 60 graden en de 100% katoenen hoezen op 95 graden

DE FREE EAR[®] IS INZETBAAR VOOR:

- Particulieren
- Zorgcentra

- Verpleeghuizen
- Ziekenhuizen
- Intensive Care

INDICATIES:

- Decubitus aan het oor
- Chondrodermatitis Nodularis Helicis
- Zuurstofslang langs het oor
- Sondevoeding of masker langs het gezicht
- Gehoorapparaat
- Tube Buikligging kussen tijdens beademing

Omschrijving: **Free Ear[®] oorkussen**

Maten: breed 65 x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776

Artikelnummer hoes: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

Omschrijving: **Free Ear[®] Tube Buikligging kussen**

Maten: breed 65 x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776 T

Artikelnummer hoes: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

